

DHERMA ROLLER

RODILLO DE MICROAGUJAS DE TITANIO

TITANIUM MICRONEEDLE ROLLER

NEURONE[®]
COSMÉTICA



DESCRIPCIÓN:

Auxiliar para tratar el adelgazamiento capilar, contribuyendo a la disminución de la caída del cabello.

- El rodillo ayuda a eliminar la piel muerta del cuero cabelludo contribuyendo a estimular la piel para crear el entorno adecuado a la aplicación de Capissen Lotion.
- Contribuye a un crecimiento óptimo y saludable del cabello.
- Coadyuva a la producción de colágeno y renovación celular.
- Al combinar un tratamiento para cuero cabelludo en conjunto con Neurone Dherma Roller, ayuda a una absorción más efectiva.



MODO DE USO:

- Antes del primer uso limpie su Neurone Dherma Roller. La manera correcta de limpiar su Roller es sumergir la cabeza giratoria en alcohol de 75%, por 5 a 8 minutos. Nunca use su rodillo sin su previa limpieza.
- Sobre el cuero cabelludo, aplique Capissen Lotion y dé suaves masajes.
- En una sola dirección rueda el rodillo con una presión suave sobre el cuero cabelludo, comenzando por la parte frontal de la cabeza en la línea del cabello y avanza hacia la parte posterior.
- Pase el área de 5 a 10 veces cambiando de dirección. Se debe usar el rodillo en todas las direcciones (vertical, horizontal y diagonal).
- Usar sólo una vez al día, máximo 3 veces por semana.



TIPO DE PIEL:

- No usar si tiene la piel sensible o es alérgico a metales.
- No se debe usar el rodillo sobre heridas abiertas, acné activo, pustulosa, eccema, quemaduras solares o enfermedades anormales de la piel.



DESCRIPTION:

Auxiliary to treat hair thinning, contributing to the decrease of hair loss.

- The roller helps remove dead skin from the scalp, helping to stimulate the skin to create the right environment for the application of Capissen Lotion.
- Contributes to optimal and healthy hair growth.
- Contributes to collagen production and cell renewal.
- By combining a scalp treatment with Neurone Dherma Roller, it helps for more effective absorption.



DIRECTIONS:

- Before first use clean your Neurone Dherma Roller. The correct way to clean your Roller is to immerse the rotating head in 75% alcohol for 5 to 8 minutes. Never use your roller without first cleaning it.
- On the scalp, apply Capissen Lotion and massage gently.
- Roll the roller in one direction with gentle pressure on the scalp, starting at the front of the head at the hairline and working towards the back.
- Go over the area 5 to 10 times changing direction. The roller must be used in all directions (vertical, horizontal and diagonal).
- Use only once a day, maximum 3 times a week.



TYPE OF SKIN:

- Do not use if you have sensitive skin or are allergic to metals.
- The roller should not be used on open wounds, active acne, pustular, eczema, sunburn or abnormal skin diseases.



PRECAUCIONES:

- No reutilice el cabezal sin limpiarlo antes del próximo uso.
- No comparta NEURONE DHERMA ROLLER con otras personas.
- No rodar más de lo indicado en las instrucciones.
- Si al tratarse su piel muestra respuestas hipersensibles, consulte con su médico.
- Guarde el roller en su caja después de cada uso.
- Mantener fuera del alcance de los niños.



PRECAUTIONS:

- Do not reuse the head without cleaning it before next use.
- Do not share NEURONE DHERMA ROLLER with other people.
- Do not ride more than indicated in the instructions.
- If your skin shows hypersensitive responses when treated, consult your doctor.
- Store the roller in its box after each use.
- Keep out of the reach of children.